

美国信合免疫诊断公司AccuAffinity, Inc.

公司地址：4062 Fabian Way, Suite 3B, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.

电话：001-408-368-1364

公司网址：[www.accuaffinity.com](http://www.accuaffinity.com)


公司邮箱：[contact@accuaffinity.com](mailto:contact@accuaffinity.com)

---

## 奶制品三聚氰胺快速检测ELISA试剂盒产品介绍

(产品编号：AAF-21101)

- 所测奶制品不需进行任何前处理（例如抽提和离心），节省时间，减少工作量
- 反应时间短，仅需30分钟出结果
- 样品中三聚氰胺检测下限低至1 ppb (优于其它产品10倍以上)
- 定量范围广，精确度高，误差小
- 操作简便，只需加样及洗板一次
- 室温反应，不需保温箱及摇床
- 产品性能稳定，易于贮存和运输
- 不需自备任何其它试剂
- 不涉及任何对人体有危害的有机溶剂




美国信合免疫诊断公司AccuAffinity, Inc.

公司地址：4062 Fabian Way, Suite 3B, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.

电话：001-408-368-1364

公司网址：[www.accuaffinity.com](http://www.accuaffinity.com)

公司邮箱：[contact@accuaffinity.com](mailto:contact@accuaffinity.com)



	浓度(ppb)	OD450nm	B/B0 (%)
<b>B</b> <b>0</b>	0	2.06	100.0
<b>S</b> <b>1</b>	2	1.76	85.6
<b>S</b> <b>2</b>	10	1.43	69.4
<b>S</b> <b>3</b>	50	0.83	40.5